




## МАССАЖНОЕ КРЕСЛО J6800



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали массажное кресло Johnson J6800. С его помощью Вы сможете провести различные массажные процедуры и существенно улучшить здоровье. Массажные кресла Johnson J6800 поставляются полностью готовыми к эксплуатации и не требуют никакой дополнительной сборки. Они неприхотливы в использовании, однако, как и любое другое оборудование, требует определенного ухода.


### Как следить за материалом покрытия стола


Для сохранения ткани покрытия в рабочем состоянии и максимального продления его срока службы, необходимо выполнять следующие правила:

- Температура в помещении хранения изделия должна быть не ниже +5 градусов Цельсия. Более низкие температуры могут к растрескиванию материала покрытия.
- Во время использования изделия покрывайте материал покрытия специально предназначенной для этого защитной тканью (покупается отдельно). Маслосодержащие препараты могут оказывать нежелательное агрессивное воздействие на материал покрытия и привести к его преждевременному износу. Мы рекомендуем использовать предназначенные для этого хлопчатобумажные простыни на резинке.
- Очищайте материал покрытия в конце каждого дня его применения. Для этого используйте мягкодействующие моющие средства. Также можно самостоятельно приготовить очищающее средство. Для этого Вам понадобится небольшое количество антибактериального мыла, смешанного с чистой проточной водой; наносить средство рекомендуется с помощью бутылки-распылителя. Затем удалите моющее средство с помощью чистой воды и протрите материал насухо.
- Нельзя использовать спиртосодержащие моющие средства! Через некоторое время это может привести к растрескиванию и отслаиванию верхних слоев материала.
- По мере сил старайтесь равномерно использовать обе стороны стола.


**ВНИМАНИЕ! Медицинский спирт высушивает поверхность материала покрытия стола и приводит к его разрушению.**

## УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА В ПОМЕЩЕНИИ






## ПЕРЕЦЕНЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА



## СБОРКА


### Шаг 1. Сборка подлокотников

1




Соедините отверстия на подлокотнике с отверстиями на панели.

2




Закрепите, используя плоские шайбы  $\Phi 8,2*18,0*1,4T$  и винты  $M8*1,25P*10L$ .

3




Подсоедините воздушную пробку, аккуратно вставьте ее в воздуховод.

4




Соедините коннекторы кнопок быстрого доступа и аудио провод.

5



Повторите действия для противоположной стороны.


## Шаг 2. Сборка стойки пульта дистанционного управления




Закрепите стойку пульта дистанционного управления на подлокотнике с помощью плоской шайбы  $\Phi 8,2*1,25P*1,4T$  с обеих сторон.

## Шаг 3 Крепление кожухов подлокотников

1





2




Соедините отверстия подлокотника и кожаной обивки

3



- Закрепите, используя плоскую шайбу  $\Phi 4,2*15*1,5T$  и винт  $\Phi 4*20L$ .
- Повторите действие для противоположной стороны.


4



Сборка завершена!


*Примечание: Проверьте, чтобы спинка кресла была не повреждена (какие-либо трещины недопустимы).*

5




Подключите шнур питания к оборудованию.


Шаг 4




## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ




# МАССАЖЕРЫ



# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



## ДИСПЛЕЙ



### Техника массажа:



Разминание



Легкие постукивания



Ритмичные удары



Разминание и постукивание



Шиацу



Растирание




Вращающие движения



Поперечное разминание



Вертикальное разминание




Схематичное изображение  
расположения на кресле

Схематичное изображение  
массажных зон относительно  
положения на кресле.

## ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

### Включение

- 1 Проверьте подключение шнура питания к электросети.
- 2 Включение оборудования (Положение тумблера на ON).




- 3 Убедитесь, что дети, домашние животные находятся в стороне от оборудования.
- 4 Проверьте состояние массажного кресла.
- 5 Отрегулируйте положение малой подушки:
  - Отрегулируйте положение подушки, используя застежку-«липучку»;
  - Отрегулируйте высоту подушки:
    - Если подушка находится слишком низко, может возникнуть дискомфорт во время массажа шеи;
    - При изменении угла наклона спинки, положение подушки может меняться. В данном случае отрегулируйте ее положение в соответствии с вашими предпочтениями;
    - Если кресло используется не для массажа, малая подушка должна находиться под большой.




## РЕГУРИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА

Чтобы отрегулировать положение спинки или подножки выполните следующие шаги:

- 1 Включите питание, нажав кнопку  ;
- 2 Используйте кнопки  или  для регулирования уровня:
  - Удерживайте кнопку, спинка или подножка начнут изменять положение, вы услышите звуковой сигнал, затем отпустите кнопку;
  - Подлокотники будут изменять положение вместе со спинкой.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПРОГРАММ МАССАЖА



**1** Включите питание (  ).

*Примечание: Если вы не совершаете каких-либо действий в течение 3 минут, пуль управления автоматически отключится.*

**2** Нажмите одну из кнопок, чтобы выбрать один из курсов.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОПРОГРАММ (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА)

**1** REFRESH (Восстановление) – Курс легкого массажа зоны плечи-поясница, основные движения: легкие удары.

**2** RELAX (Расслабление) – Курс массажа, направленный на максимальное расслабление мышц верхней зоны (от шеи к пояснице), основные движения: растирание и разминание.

SHIATSU (Шиatsu) - Массаж оказывает разностороннее влияние на организм, вызывает сложные реакции с вовлечением всех тканей, органов и систем.

MORNING (Утро) – Курс утреннего массажа, способствующий более быстрому пробуждению организма.

NIGHT (Вечер) – Курс расслабляющего массажа, подготавливающего ваш организм ко сну.

**STRETCH** (Растягивание) – Массаж, способствующий растяжению мышц благодаря движению воздушных подушек.

*Примечание: Во время данного курса функция «Leg stretch» (Растяжка ног) не активна, также как и регулирование угла наклона спинки и подножки.*

**ENERGIZE** (Энергия) – Стандартный курс массажа, направленный на снятие усталости верхней зоны.

**SHOULDER** (Плечи) – Массаж, направленный на расслабление мышц шеи и плеч.


**LOWER BACK** (Поясница) – Массаж зоны талии, ягодиц и поясницы.

**QUICK** (Экспресс) – Пятиминутный массаж, направленный на быстрое расслабление мышц верхней зоны.

**MUSIC** (Музыкальная синхронизация) – Скорость движений во время массажа будет зависеть от выбранной вами мелодии.


**3** Пользователям, чей рост менее 140 см и выше 185 см, рекомендуется использовать кресло следующим образом.

Рост 140 см и ниже:



Положите подушку, расположитесь на кресле как можно ближе к спинке.

Рост 185 см и выше:




Опустите спинку, как показано на рисунке.

**4** Определение чувствительности тела (значок «sensing» будет мигать) после выбора курса.


**5** После того, как чувствительность определена, в течение 10 секунд механизм определит расположение уровня плеч и начнет работу.

**6** Расположения уровня плеч на кресле:

Если плечи расположены неправильно (некомфортное размещение на кресле), в течение первых 10 секунд, используя кнопки UP/DOWN, отрегулируйте положение массажных шаров (массажеров), затем нажмите ОК. Если вы не нажали кнопку подтверждения, то оно будет выполнено автоматически в течение 3 секунд.



При каждом нажатии массажеры будут менять положение на 1 см.




Определение правильного положения расположения плеч.

**7** Проверка чувствительности считается завершенной, как только завершаются легкие массажные удары.

*Примечание: Если значок чувствительности не мигает, отключите питание, затем включите снова.*

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАССАЖ




## 1 Регулирование положения спинки и подножки.



- Используйте кнопки для регулирования положения спинки и подножки.

*Примечание: положение спинки и подножки не может быть изменено во время автокурса STRETCH (Растяжка).*

- Более подробную информацию см. в разделе «Регулирование положения кресла».



- 

## 2 Массаж воздушными подушками.

Используйте кнопки включения/выключения массажа воздушными подушками, расположенные на пульте слева.




## 3 Использование подогрева .

Мигание значка на дисплее – подогрев.

Значок «горит» LIT – опция подогрев доступна.

Значок «не горит» Off – опция подогрев недоступна.

- Температуру нагрева нельзя регулировать



- Температура изменяется в зависимости от формы тела, зоны массажа, массажных движений, одежды пользователя и температуры окружающей среды.

- Обозначения:

Кресло – LIT – опция подогрев доступна

- OFF – опция подогрев недоступна

Подножка - LIT – опция подогрев доступна

- OFF – опция подогрев недоступна

#### 4 Использование опции растяжки суставов ног.




Кнопка LEG STRETCH

#### 5 Использование опции точечного массажа во время автокурса (программы).

#### 6 Изменение силы массажа воздушными подушками.

Если вы используете опцию массажа воздушными подушками, вы можете

изменить его силу, используя кнопку .



#### 7 Точечная регулировка позиции кнопки


#### 8 Изменение силы массажа.



- Используйте кнопку .
- Количество уровней силы массажа – 5.
- Если вы чувствуете дискомфорт при минимальном уровне, используйте более плотную одежду или одеяло для уменьшения силы.

#### 9 Активная/неактивная функция «Легкие удары» во время массажа.

- Включение/выключение функции «Легкие удары» - кнопка .
- Данная кнопка неактивна, если автокурс не предполагает данные движения.



Вы можете сохранить изменения, сделанные во время программы массажа, для последующего их использования.

**1** После завершения программы или если программа завершена с использованием кнопки ON/OFF, на дисплее будет мигать кнопки MEMORY .

**2** Выберите и нажмите одну из кнопок (A, B или C). Кнопки мигают в течение 10 секунд.

Например, вы выбрали кнопку A. Программа массажа была Refresh

- Во время программы вы изменяли такие параметры, как массаж воздушными подушками плеч «Shoulder» и ног «Leg/Foot». (Сила массажа подушек – уровень 1)
- Подогрев выключен OFF, сила массажа – уровень 3.
- Кнопка «Тар» (Легкие удары) активна.
- Нажав кнопку «А» вы сохраните выбранные настройки после завершения массажа.

**3** Как только регистрация завершена

Какие данные можно сохранить:

- Опция подогрев
- Массаж воздушными подушками
- «Легкие удары»
- Растяжка суставов

- Если вы уже сохраняли какие-либо данные, кнопка памяти будет мигать. Для того чтобы сохранить/изменить данные необходимо нажать кнопку повторно.
- Если в течение 5 секунд вы не производите никаких действий, настройки будут сохранены.

- Если необходимо сохранить новую группу настроек, нажмите другую кнопку памяти (например, «B»).

#### Начало сохраненной программы

- Нажмите кнопку , чтобы включить питание.
- Выберите и нажмите кнопку с программой, которую вы сохранили ранее. (В примере это кнопка «A»).
- Выберите и нажмите автопрограмму, для которой были произведены настройки (В примере это Refresh). Массаж начнется после завершения проверки чувствительности.

#### **4** Удаление сохраненных данных

Включите питание, нажав кнопку , выберите и нажмите кнопку, данные которой вы хотели бы удалить.

Нажмите ее снова и удержите несколько секунд, пока дисплей не перестанет мигать.

Удаление завершено, как только экран перестал мигать.

## ПОДОГРЕВ

**1** Включите питание, нажав кнопку .

*Примечание: Если вы не производите какие-либо действия в течение 3 минут, пульт управления выключится автоматически.*

**2** Выберите автопрограмму.

**3** Нажмите кнопку подогрева «Heat». (Изображение на дисплее )

- Температуру подогрева нельзя изменять.
- Температура изменяется в зависимости от формы тела, зоны массажа, массажных движений, одежды пользователя и температуры окружающей среды.
- Максимально время использования подогрева – 60 минут.

Если для выбранной вами программы функция подогрева активна, то даже по завершению программы, если она длилась менее 60 минут, подогрев будет включенным. Необходимо

нажать кнопку  для выключения подогрева.

- Обозначения:

Кресло – LIT – опция подогрева доступна

- OFF – опция подогрева недоступна

Подножка - LIT – опция подогрева доступна

- OFF – опция подогрева недоступна

**4** Отключение функции подогрева



- Нажмите кнопку , чтобы отключить подогрев.
- Если подогрев и спинки, и подножки отключен, значок  на дисплее не активен.

## 5 Как использовать подогрев:


Подогрев спины



Подогрев передней части тела



## ВЫБОР ТИПА МАССАЖА И МАССАЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ



### РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**1** Включите питание, нажав кнопку .

*Примечание: Если вы не производите какие-либо действия в течение 3 минут, пульт управления выключится автоматически.*

**2** Выбор типа массажа и массажных движений.

Выберете форму массажа: Спина (Общая зона) – FULL BACK, Плечи – SHOULDERS, Поясница – BACK, Нижняя часть спины – LOWER BACK или Точечный массаж - POINT.



**3** Выбор типа массажных движений.

Значок выбранного типа движения будет мигать на дисплее, кнопками вы можете изменить тип движений



**4** Нажмите кнопку  для начала массажа.

Значок выбранного типа движения будет мигать на дисплее, остальные не активны.

Массажные ролики начнут движение автоматически после завершения проверки чувствительности.

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### 1 Регулировка угла наклона спинки и подножки.

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинки и подножки для наиболее удобного расположения на кресле используйте кнопки.



### 2 Использование нескольких видов массажа воздушными подушками одновременно:

Кнопки воздушного массажа находятся с левой стороны пульта управления. Если кнопка «горит», она активна, если «не горит» - не активна.

*Примечание: Опция LEG STRETCH (Растяжка суставов ног) доступна только при одновременном использовании воздушного массажа LOWER BACK (Нижняя часть спины) и LEG/FOOT (Ноги/Ступни).*



### 3 Подогрев.

Нажмите кнопку подогрева «Heat». (Изображение на дисплее )

- Температуру подогрева нельзя изменять.
- Температура изменяется в зависимости от формы тела, зоны массажа, массажных движений, одежды пользователя и температуры окружающей среды.
- Максимально время использования подогрева – 60 минут.

Если для выбранной вами программы функция подогрева активна, то даже по завершению программы, если она длилась менее 60 минут, подогрев будет

включенным. Необходимо нажать кнопку  для выключения подогрева.

- Обозначения:

Кресло – LIT – опция подогрева доступна  
- OFF – опция подогрева недоступна

Подножка - LIT – опция подогрева доступна  
- OFF – опция подогрева недоступна

### 4 Изменение силы массажа воздушными подушками.



Кнопка . Доступны 3 уровня силы массажа.

### 5 Изменение силы массажа.



Кнопка .


## КНОПКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

**1** Включите питание, нажав кнопку .

*Примечание: Если вы не производите какие-либо действия в течение 3 минут, пульт управления выключится автоматически.*


Вы можете выбрать одну из автопрограмм кнопкой , расположенной на правом подлокотнике (выбранная программа будет мигать).

Правый подлокотник



Выбор автопрограммы

Подтверждение выбора программы или Точечный массаж



Вверх


Наклон спинки

**2** Во время массажа вы можете нажать кнопку  для глубокого точечного массажа (Продолжительность точечного массажа 30 секунд).

**3** Отрегулировать положение спинки кресла и подножки вы можете

кнопками .


Левый подлокотник



Подключение плеера

Увеличение интенсивности массажа воздушными подушками

Уменьшение интенсивности массажа воздушными подушками




Подключение наушников


Увеличение интенсивности массажа

Уменьшение интенсивности массажа

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА



Подключите музыкальный плеер или телефон в разъем, расположенный на левом подлокотнике. Наушники могут использоваться опционально.



## ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МАССАЖА

**1** Массаж завершится автоматически через 15 минут. Массажные ролики завершат движение,

Нажмите кнопку , чтобы спинка и подножка вернулись в исходное положение.

**2** Завершение программы массажа, если она еще не окончена.

Нажмите кнопку  для завершения массажа.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технология	4D™ Real Technology (по горизонтали, вертикали, глубине и частоте) с диапазоном проникновения до 9 см.
Типы массажа	роликовый, воздушно-компрессионный, вибрационный, акупунктурный
Техники массажа	разминание, боковое разминание, вертикальное разминание, постукивание, ритмичное постукивание, разминающе-постукивающий, Шиацу, растирание, растягивание, растягивание ног, твист, ролики
Зоны воздействия	плечи, предплечья (включая Шиацу), шея, спина, поясница, бедра (нижняя и боковая части), ягодицы, икры (включая Шиацу) и ступни (включая Шиацу)
3D массаж	полный 3D в трех плоскостях
Число воздушных подушек	31
Сидение	искусственная кожа (высококачественный PU)
Регулировка положения сидения	электрическая - корпус, секции спины, секция ног "оттоман" (включая саморегулирующуюся пружинную регулировку по длине), регулировка для коленей
Угол наклона	115-160 градусов
Функция массажной кровати	есть
Настройка под рост	саморегулирующаяся пружинная механическая (за счет секции ног) и специальные положения для пользователей ростом от 185 до 200 см.
Клавиши быстрого доступа	выбор программ, регулировка уровней интенсивности, изменение наклона, фиксация на проблемных зонах, регулировки мультимедиа
Автоматические программы	11 режимов (восстановление, расслабление, Шиацу, утро (активизирующий), вечер (тонизирующий), растягивание, энергия, плечи, поясница, экспресс, музыкальная синхронизация)
Ручная настройка	46 режимов с подрежимами
Память программ	3 режима
Интенсивность роликового массажа	5 уровней
Количество массажных головок	2
Регулировка массажных головок	по ширине и высоте
Интенсивность воздушного массажа	3 уровня
Дополнительные регулировки интенсивности	полноразмерная накидка и 2 подголовника
Сканирование тела	тактильные сенсоры RealBody Sensing™, оптические сенсоры
Подогрев	теплые подушки для верхней части тела и ступней с автоматической подстройкой температуры
Фиксация на проблемных зонах	есть (30 секунд)
Ионный генератор	нет
Нефритовый проектор	нет
Система HRI	нет
Пульт управления	проводной многофункциональный черно-голубой LCD дисплей с

	профилем массажных зон
Язык(и) интерфейса	английский
Мультимедиа	колонки объемного звучания, вход для MP3, функция музыкальной синхронизации
Интеграция	Audio IN (mini jack 3.5 mm.)
Транспортировочные ролики	есть
Размер в вертикальном положении (Д*Ш*В)	135*89*123 см.
Размер в горизонтальном положении (Д*Ш*В)	187*89*93 см.
Вес нетто	97 кг.
Максимальный вес пользователя	180 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	есть
Сертификаты	Сертификат медицинского изделия (Япония), Six Sigma Green Belt (Сертификат качества и оптимизации процессов, Япония), BSMI Class A (Национальный Сертификат качества, Тайвань), CE (Сертификаты соответствия и безопасности, Евросоюз), cTÜVus (Сертификат технического соответствия для рынка США)
Гарантия	5 лет
Производитель	Johnson Health Tech, США (подразделение Johnson Wellness, Осака, Япония)
Страна изготовления	КНР

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» [www.neotren.ru](http://www.neotren.ru)



Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).