


**FEEL!<sup>2</sup>**  
**NECK**  
Shoulder Belt

---



100
95
75
25
5
0

## TABLE OF CONTENTS


IMPORTANT INFORMATION-----	1
PRODUCT OVERVIEW-----	2
OPERATION INSTRUCTION-----	3
TROUBLESHOOTING-----	5
PRODUCT MAINTENANCE-----	6
PRODUCT SPECIFICATION-----	7



## IMPORTANT INFORMATION

1. It is recommended to drink 250cc of water before and after using the SOFO F-Wrap II Shoulder Strap Massager for a better effect.
2. Please do not massage over 10 minutes at a single spot of the body.
3. Strictly prohibited the use of SOFO F-Wrap II Shoulder Strap Massager on an empty stomach, after meal, intoxicated on alcohol and after strenuous sports. Do not use during high fever.
4. Preliminary usage may cause slight itch to the skin, this is a normal symptom.
5. For people not sensitive to heat, please use it precautious.
6. For people with osteoporosis, heart disease, high blood pressure and under menstrual, please seek for doctor advise. Children and pregnant woman is prohibited to use.
7. For non-professional, please do not attempt to disassemble, service or repair the SOFO F-Wrap II Shoulder Strap Massager yourself.
8. If there is damage on the power cord cable, the SOFO F-Wrap II Shoulder Strap Massager must only be professionally serviced or repaired that follows the manufacturing specification for safety purpose.

## PRODUCT OVERVIEW



 All images shown are based on the actual product and are subjected to changes without notice.


## OPERATION INSTRUCTION

1. Power button:  Power ON/OFF. Pushing the power button with a "beep" sound turns the machine ON.  
Pushing the power button again with a "beep" sound turns the machine OFF.
2. Mode button:  Mode selection control. A total of 5 modes, every push of the mode button changes the mode from one to the other. Mode 5 changes back to mode 1 when the button is pushed again and it recycles.
3. Intensity button:  Intensity selection control. A total of 5 levels, it starts with the lowest intensity (first level) when the machine is ON. every push of the intensity button changes the intensity level from one to the other. Level 5 changes back to level 1 when the button is pushed again and it recycles.
4. Every massage lasts for 10 minutes. Please push the power button and then unplug the power cord from the electrical outlet if you intended to stop the operation.

**Buzzer tips:**

The buzzer will sound upon plugging in the power and every button that is pushed.


## OPERATION MANUAL




Shoulder and neck massage




Back massage




Waist massage



Hip massage



Front leg massage



Back leg massage

100
95
75
25
5
0

## TROUBLESHOOTING

MALFUNCTIONS	POSSIBLE FACTOR	SOLUTION
Product does not work after connecting to a power source.	The F-wrap II has not been turned ON?	Ensure the main switch is turned on by pushing the power button.
	Loose contact between the power plug and the electrical outlet?	Ensure the power plug is firmly connected to the electrical outlet.
Product stopped functioning halfway while using it.	Our product is set to finish or stop after 10 minutes of operation.	To continue massage, please push the power button on the controller again.
	Overuse, overheat protection.	Wait for it to cool down to start using again.
	The weight on product is overloaded, ie. somebody stepped or heavy object is loading on the massage pad.	Unload the weight on the item, remove and reconnect the AC plug to the electrical outlet.
Product produce Loud noise during using it. (motor sound)	These sounds are the result of mechanical structure.	The sound is normal.
The power cord is damaged, the product is smoking or abnormally hot.	Stop use immediately and contact for customer service or repair.	

If malfunction is still not solved with the above advice, please send it repairs or services.

## PRODUCT MAINTENANCE

1. Keep F-wrap II clean from dust and away from places of high humidity for storage.
2. Do not store in places of high temperature or places that burn easily. Do not place under direct sunlight for a long period of time.
3. Do not use cleaning agents such as thinner, oil or bleach to clean the F-wrap II.
4. Use only a soft, dry cloth to clean. Do not use wet cloth to clean the F-wrap II or the power plug cable.

## PRODUCT SPECIFICATION

Product name	Shoulder belt
Product code	FEELNECK2
Rated Voltage	AC 220V / 50Hz
Power consumption	60W
Rating time	10 minutes
Implementation of standards	GB4706.10 – 2008
to changes without notice.	

## СОДЕРЖАНИЕ


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	9
ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА	10
УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕРОМ	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	13
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14



### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1 . Эффект от процедуры будет выше если выпить 250 мл. воды до и после использования массажера
- 2 . Пожалуйста, не делайте массаж в течение 10 минут на одном месте тела.
- 3 . Не рекомендуется использование массажера натощак , после еды , в состоянии алкогольного опьянения и после тяжелых физических нагрузок. Не использовать во время высокой температуры .
- 4 . При первом использовании может быть причиной легкого зуда на коже , это нормальный симптом.
- 5 . Для людей чувствительных к теплу пользоваться с осторожностью .
- 6 . Запрещается использовать при болезни сердца, с высоким кровяным давлением и при остеопорозе. Запрещается использовать детям и беременным женщинам .
- 7 . Если массажер поврежден, пожалуйста, не пытайтесь разбирать его и обслуживать самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
- 8 . Нельзя переделывать изделие.

## ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА



 Все изображения показаны на реальной продукции и подвергаются изменениям без предварительного уведомления.

100
95
75
25
5
0

## УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕРОМ

1 . Кнопка питания : Включение /Выключение питания . Нажмите на кнопку питания, прозвучит сигнал, массажер начнет работу. Повторное нажатие на кнопку питания, прозвучит сигнал "Веер", массажер закончит работу.

2 . Кнопка режимов : Режим управления . В общей сложности 5 режимов , каждый нажатие кнопки изменяет режим от одного к другому . После Режим 5 изменяется обратно на режим 1.


3 . Кнопка Интенсивность: Управления выбором интенсивности . В общей сложности 5 уровней , начинается с самой низкой интенсивности ( первый уровень). Каждое нажатие кнопки интенсивности изменяет уровень от одного к другому . После Уровня 5 нажатие кнопки вернется к уровню 1..

4 . Каждый Режим массажа длится в течение 10 минут. Чтобы остановить массаж, нажмите на кнопку питания , затем выньте шнур питания из розетки.

/ \ Зуммер советов:

Зуммер на Подключение к электросети и каждой кнопке , что выталкивается .


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Массаж шеи и плеч




Массаж верхней  
части спины




Массаж нижней  
части спины



Массаж поясницы



Массаж живота



Массаж ног

100
95
75
25
5
0

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Изделие не работает после включения электропитания	Проверьте, переключен ли выключатель в положение "Включено"?	Включить выключатель
	Проверить контакты вилки и розетки.	Обеспечьте полноту контакта.
	Время работы истекло.	Если Вы и дальше хотите наслаждаться массажем, еще раз нажмите на кнопку выключателя, чтобы включить изделие.
	Изделие находится под большой по весу нагрузкой, кто-то стоит на изделии, или что-то тяжелое лежит	Вынуть штепсельную вилку из розетки и снять лишний вес, затем опять подключить изделие к электросети и включить выключатель.
Изделие перегрелось.	Изделие уже работает длительное время.	Вынуть штепсель из розетки электросети, и дать изделию остыть в течение 30 - 60 минут. Нужно
Изделие шумит (стучащий звук) Поврежден шнур электропитания или изделие сломано	Этот звук связан с конструкцией механизма.	Это естественный для механизма звук.  Прекратит использование изделия и обратиться в сервис-центр.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Нужно хранить изделие в чистом, сухом месте.
- Нужно хранить изделие не при высокой температуре, вдали от источников огня воздействия прямых солнечных лучей.
- Нельзя чистить изделие агрессивными растворителями, такими как растворитель, керосин и отбеливатель.
- Протирать изделие только сухой тканью; нельзя протирать механизм и шнур мокрой тряпкой.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Массажер для плеч и шеи
Номер позиции	<b>FeelNeck 2</b>
Номинальное напряжение:	<b>220-240 В переменного тока 60 Гц</b>
Номинальная мощность:	<b>60 Вт</b>
Номинальное рабочее время:	<b>10 мин</b>
Технические параметры предназначены только для справки.	

**FEEL!  
NECK<sup>2</sup>**  
Shoulder Belt

Генеральный импортер в России:  
ООО «Медтехноком»  
142002, Московская обл.,  
г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д.1  
тел: +7 (495) 926-22-44  
факс: +7 (495) 926-22-44  
info@massager.ru  
www.massager.ru

Все авторские права на тексты и изображения  
принадлежат «ERGONOVA GmbH»  
и не могут использоваться иначе,  
только с согласия правообладателя.  
Авторское право ©2012 г.  
ERGONOVA GmbH  
Все права защищены



100
95
75
25
5
0

**FEEL!  
NECK<sup>2</sup>**  
Shoulder Belt

---

